


Mauch[®] Knee

Inleiding



- Hydraulisch kniesysteem met enkele as en met controle van de zwaaibeweging plus de standfase (SNS[®])
- Ontworpen voor wandelen op wisselende snelheden
- Uiterst duurzaam en veilige bewegingen
- Uiterst geschikt voor normaal tot intensief gebruik
- Flexiestop bij 115°
- Uiterst duurzaam aluminium frame
- Hoge gewichtslimiet van 136 kg
- Rollagers bij de knieas en cilinderbevestigingspunten voor soepele bewegingen
- Knieasets met lage weerstand en zwaaiasets kunnen apart worden besteld
- Flexibele controle van de standfase
- Modusselectieschakelaar voor handmatige lock en vrije zwaai functies
- Ondersteuning dankzij zacht profiel en cosmetische afwerking

Afmetingen



Mauch® Knee

Kits

Bestelnr#	Omschrijving
MKN01360	Mauch Knee Kit SNS
MKN01361	Mauch Knee Kit SNS - Lage weerstand <i>Speciale Order</i>
MKN01362	Mauch Knee Kit Swing Only <i>Speciale Order</i>

Toebehoren

Bestelnr#	Omschrijving
MKA01361	Kniekogel, Schroef
MKA01362	Overtrek, Voorzijde
MKA01363	Overtrek, Achterzijde, Subconstructie
MKA01364	Plug, Zijkant
MKA01365	Extensiestop, Zacht
MKA01366	Extensiestop, Hard