


Total Knee® 2100

Inleiding



- Polycentrische knie voor volwassenen, ontworpen voor wandelen met verschillende snelheden, hogere activiteiten-niveaus en zwaardere belastingen.
- 25% Meer olie in systeem ten opzichte van model 2000 met koelvinnen, dus meer belastbaar
- Geometrisch lock-systeem
- 30mm buis instelbaarheid
- Gewichtslimiet 125kg
- Instelbare stance-flexie
- Instelbare extensie promoter
- Netto gewicht unit: 920g
- 160° Knieflexie mogelijk



Kits

Bestelnr#	Omschrijving
2100	Total Knee 2100
2100-OS	Total Knee 2100 voor transfemorale toepassing met mannelijke piramide adapter
2100-KE	Total Knee 2100 voor knie disarticulatie met 4-armige kokeradapter

Afwerkingsonderdelen

Afb.	Bestelnr#	Omschrijving
1	2145	Scheenstuk, zwart
2	2150	Kniekap, klein, zwart
3	2151	Kniekap, groot, beige



Total Knee® 2100

Toebehoren

KEUZETABEL STOOTKUSSENS

Kleur	Hardheid	Patientgewicht kg
Zwart	Zacht	Ca. 50-70kg
Rood	Normaal	Ca. 70-90kg
Geel	Stevig	Ca. 90-110kg
Oranje	Extra stevig	Ca. 110-125kg

STOOTKUSSEN KIT*

Bestelnr#	Omschrijving
2100-Kit	Een complete set stootkussens en vulplaatjes

Inclusief:

- 1 Stootkussen van elke hardheid
- 1 Vulplaatje 0.38mm
- 1 Vulplaatje 0.76mm

STOOTKUSSEN*

Bestelnr#	Omschrijving
2100-317B	Stootkussen - Zwart, hardheid - zacht
2100-317R	Stootkussen - Rood, hardheid - normaal
2100-317Y	Stootkussen - Geel, hardheid - hard
2100-317O	Stootkussen - Oranje, hardheid - extra hard

VULPLAATJES*

Bestelnr#	Omschrijving
2100-312A	0.38mm Kunststof Vulplaatje
2100-312B	0.76mm Kunststof Vulplaatje

EXTENSIE PROMOTER


Bestelnr#	Omschrijving
1905-A	Helpt opheffing van de hiel te beperken en strekt de knie tot volledig uitgestrekte positie

EXTENSIE HULPSTUK

Bestelnr#	Omschrijving
2070S	Volledig geassembleerde extensie hulpstuk met Gele Veer (Normaal) inbegrepen

Inclusief:

- Blauwe Veer (Stevig)
- Rode Veer (Extra Stevig)



Total Knee[®] 2100

Toebehoren

SMEER SPUITPISTOOL

Bestelnr#	Omschrijving
2105	Smeer voor Total Knee 2100

BUISINLEGSTUK (VOOR 34MM BUIS HULPSTUK)

Bestelnr#	Omschrijving
2100-335	Aluminium buisinlegstuk (gesplitst) schuift tot 30mm in buis

(Voor units met serienummers lager dan 4500)

TOTAL KNEE ADAPTERS

Afb.	Bestelnr#	Omschrijving	Materiaal	Gewichtslimiet	Gewicht
1	2055	Euro 4-Gats Adapter	Aluminium	125kg	65g
2	2025T	Mannelijke Piramide Adapter	Titanium	125kg	83g
3	2025	Mannelijke Piramide Adapter	Aluminium	100kg	83g
4	2026	Vrouwelijke Piramide Adapter	Aluminium	125kg	75g

