


Total Knee[®] Junior

Inleiding



- Pediatrische polycentrische knie met geometrisch lock-systeem
- Gewichtslimiet 45kg
- Instelbare stanceflexie
- Instelbare extensie promotor
- 160° Knieflexie mogelijk
- Netto gewicht van unit is 380g




Kits

Bestelnr#	Omschrijving
1100	Total Knee Junior
1100-OS	Total Knee 1100 voor transfemorale toepassing met mannelijke piramide adapter
1100-KE	Total Knee 1100 voor knie disarticulatie met 4-armige koker adapter

Afwerkingsonderdelen

Afb.	Bestelnr#	Omschrijving
1	1145	Junior scheenstuk, zwart
2	1150	Junior kniekap, klein, zwart
3	1151	Junior kniekap, groot, beige



Total Knee® Junior

Toebehoren

KEUZETABEL STOOTKUSSENS

Kleur	Hardheid	Patientgewicht kg
Groen	Normaal	Ca. 14-20kg
Rood	Stevig	Ca. 20-29kg
Geel	Extra Stevig	Ca. 29-36kg

STOOTKUSSEN KIT

Bestelnr.#	Omschrijving
1100-Kit	Een complete set met stootkussens en vulplaatjes

Inclusief:

- 1 Stootkussen van elke hardheid
- 1 Vulplaatje van 0.38mm
- 1 Vulplaatje van 0.76mm

STOOTKUSSEN

Bestelnr.#	Omschrijving
1100-119G	Stootkussen - Groen, hardheid - zacht
1100-119B	Stootkussen - Zwart, hardheid - normaal
1100-119R	Stootkussen - Rood, hardheid - hard
1100-119Y	Stootkussen - Geel, hardheid - extra hard

VULPLAATJES


Bestelnr.#	Omschrijving
1100-121A	0.38mm Kunststof Vulplaatje
1100-121B	0.76mm Kunststof Vulplaatje

EXTENSIE PROMOTOR

Bestelnr.#	Omschrijving
1105-A	Helpt opheffing van de hiel te beperken en brengt de knie tot een volledig uitgestrekte positie

EXTENSIE HULPSTUK

Bestelnr.#	Omschrijving
1170	Volledig geassembleerd extensiehulpstuk met gele veer, blauwe veer zit inbegrepen



TOTAL KNEE JUNIOR ADAPTERS

Afb.	Bestelnr.#	Omschrijving	Materiaal	Gewicht
1	1155	Euro 4-Gats Adapter - Tot 45kg	Aluminium	36g
2	1125	Piramide Adapter - Tot 45kg	Titanium/Aluminium	41g

