


Iceross Seal-In® X5 (TT)

Introductie

Iceross Seal-In X5 is een liner voor gebruikers met laag, gemiddeld en hoog activiteitsniveau. De vijf geïntegreerde seals zorgen voor een uitstekende, comfortabele bevestiging, zonder externe kniehuls. Voor patienten die de voorkeur geven aan een vacuüm liner, geeft het achterwege laten van een kniehuls hen toegenomen bewegingsvrijheid, meer comfort en eenvoudiger onderhoud.

Verkrijgbaar met Waves voor makkelijker buigen bij de knie.




GEbruikersinformatie

Amputatieniveau	Transtibiaal
Activiteitsniveau	Laag Gemiddeld Hoog

LINER INFORMATIE

Bevestigingsmogelijkheid



Seal-In

Kenmerken



Cover



Matrix



Aloe Vera



Wave




Menthol

Iceross Seal-In® X5 (TT)

Iceross Seal-In X5 Wave

Het is aan te bevelen om de Iceross Seal-In X5 Wave liner te gebruiken in samenwerking met Icelock® Uitstootventiel L-551000. Zie pagina 68 voor meer details.



LINER INFORMATIE


Maat 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36
(Maat 23 = 23,5 en maat 26 = 26,5)

Voor advies over de maat en selectie, kunt u informatie terug vinden op pagina 22-25.

Profiel 3mm

Matrix 10-13cm, maat afhankelijk

Bevestigingsmogelijkheid



Seal-In

Kenmerken



Cover



Matrix



Aloe Vera



Wave



Menthol

Bestelnummer Informatie


ICEROSS SEAL-IN X5 WAVE

Bestelnr#	Profiel	Bevestiging	Matrix
I-3664XX	3mm	Seal-In	10-13cm, maat afhankelijk

Iceross Seal-In® X5 (TT)

Iceross Seal-In X5

Het is aan te bevelen om de Iceross Seal-In X5 liner te gebruiken in samenwerking met Icelock® Uitstootventiel L-551000. Zie pagina 68 voor meer details.



LINER INFORMATIE

Maat 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36
(Maat 23 = 23,5 en maat 26 = 26,5)

Voor advies over de maat en selectie, kunt u informatie terug vinden op pagina 22-25.

Profiel 3mm

Matrix 10-13cm, maat afhankelijk

Bevestigingsmogelijkheid



Seal-In

Kenmerken



Cover



Matrix



Aloe Vera



Menthol

Bestelnummer Informatie

ICEROSS SEAL-IN X5

Bestelnr#	Profiel	Bevestiging	Matrix
I-3663XX	3mm	Seal-In	10-13cm, maat afhankelijk