

AirForm® Universal Inflatable Stirrup Ankle Brace



INDICATIES

Letsel aan kapsel en banden	Post-operatieve stabilisatie van de enkel
Acute sportblessures	Inversie- en eversie trauma
Distorsie	Post-operatieve stabilisatie van de enkel
Nabehandeling gips	Preventief gebruik

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

De gepatenteerde 'Flex-Edge' biedt meer comfort rond de enkel

Via de met lucht gevulde compartimenten kan de patiënt of behandelaar het compressieniveau aanpassen

De brace is eenvoudig aan te trekken en te verstellen

Biedt mediale en laterale stabiliteit terwijl de dorsaalen plantairflexie niet worden beperkt

Bestelinformatie

AirForm Universal Inflatable Stirrup Ankle Brace

Maat	Wit		Zwart
	Standaard	Voordeelverpakking (6 stuks)	Standaard
Volwassene	80250	802506	80350
Kind	80251	802516	