

Carp-X

De Carp-X is een dynamische orthese voor de behandeling van de veelvoorkomende aandoening epicondylitis lateralis. In tegenstelling tot de conventionele methoden, zorgt de Carp-X voor gelijktijdige behandeling van oorzaak en gevolg. Dit wordt bewerkstelligd door gebruik te maken van het agonist-antagonist principe, waarbij aanspanning van de flexoren ontspanning geeft aan de extensoren. De dynamische Carp-X geeft de relatieve rust die nodig is voor een snel en effectief herstel zonder daarbij de activiteiten van de patiënten te belemmeren.



INDICATIES

Laterale epicondylitis

CONTRAINDICATIONS

Mediale epicondylitis

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Dynamische orthese

Vervaardigd van PET-G, sterk en thermoplastisch vervormbaar

Veren zijn vervaardigd van geheugen metaal voor een constante kracht in alle richtingen

Ergonomisch ontwerp voor een comfortabele pasvorm

VEREISTE MATEN

Breedte van de hand

Omvang van de onderarm op 10 cm vanaf het midden van de processus styloideus van de ulna



Carp-X

Bestelinformatie

Carp-X handschaal

Maat	Breedte hand	Links	Rechts
Small	6 - 8cm	91.CH-SL	91.CH-SR
Medium	8 - 10cm	91.CH-ML	91.CH-MR
Large	10 - 12cm	91.CH-LL	91.CH-LR

Kies bij twijfel de grootste maat

Carp-X polsschaal

Maat	Omvang onderarm	Links	Rechts
Small	16 - 20cm	91.CW-SL	91.CW-SR
Medium	20 - 23cm	91.CW-ML	91.CW-MR
Large	23 - 27cm	91.CW-LL	91.CW-LR

Kies bij twijfel de kleinste maat