

## Exoform® Dorsal Night Splint



### INDICATIES

Plantair fasciitis	Post-statische pijn
Achillodynie	Spitsvoet
Achilles tendonitis	

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

De schaal van de Exoform is vooraf ingesteld op een hoek van 85 tot 90 graden voor maximaal behandelvoordeel

Door de instelbare aluminium balein is er indien nodig 5 tot 10 graden extra flexie mogelijk

De voetbanden reiken tot het uiteinde van de tenen voor een maximale strekking van de plantaire fascia

De voet wordt omhuld door gepatenteerd driedimensionaal gevormd schuim dat zorgt voor comfort van de patiënt

Geen scherpe randen dankzij de Flex Edge™ afronding

De speciale hielband zorgt ervoor dat het product op zijn plaats blijft en niet kan verschuiven

De verstelbare bovenschaaal past stevig om het onderbeen waardoor de brace niet draait

Het antislipmateriaal van het plantaire oppervlak voorkomt verschuiven tijdens gewoon lopen

### VEREISTE MATEN

Schoenmaat

### Bestelinformatie

#### Exoform Dorsal Night Splint

Schoenmaat

Maat	Heren	Dames	Artikelnummer
Medium	37.5 - 42.5	37.5 - 42.5	W-50085
Large	43 - 48.5	43 - 48.5	W-50087