

Philadelphia® Tracheotomy Collar



INDICATIES

Post trauma	Cervicale Spondylosis
Cervicale Spondylitis	RA en OA aan de cervicale wervelkolom
Cervicale hernia	Post operatief
MND (Motor Neurone Disease), Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS)	

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Latex-vrij en hypoallergeen Plastazote® schuim verlagen de kans op huid-irritatie

Totale cervicale ondersteuning behoudt de neutrale uitlijning van de cervicale wervelkolom

Waterbestendig voor het baden en voor aquatherapie

VEREISTE MATEN

Halsomvang en kin-schouder afstand

Bestelinformatie

Maat	Nek omvang	6cm hoogte	8cm hoogte	11cm hoogte	13cm hoogte
X-Small	tot 25cm	PHP-T2XS	PHP-T3XS	PHP-T4XS	PHP-T5XS
Small	25 - 33cm	PHP-T2S	PHP-T3S	PHP-T4S	PHP-T5S
Medium	33 - 41cm	PHP-T2M	PHP-T3M	PHP-T4M	PHP-T5M
Large	41 - 48cm	PHP-T2L	PHP-T3L	PHP-T4L	PHP-T5L
X-Large	48cm +	PHP-T2XL	PHP-T3XL	PHP-T4XL	PHP-T5XL

Maat	Nek omvang	Artikelnummer
Baby	15 - 20cm	PHP-TI
Kind	20 - 28cm	PHP-TP

Accessoires

Philadelphia Coolmax Liner

Maat	Nek omvang	Artikelnummer
Baby	15 - 20cm	PHP-LCI
Kind	20 - 28cm	PHP-LCP
X-Small	tot 25cm	PHP-LCXS
Small	25 - 33cm	PHP-LCS
Medium	33 - 41cm	PHP-LCM
Large	41 - 48cm	PHP-LCL
X-Large	48cm +	PHP-LCX

Philadelphia Tracheotomy Attachments

Maat	Stabilizer	Halo
Volwassene	PHP-OS	PHP-OH
Kind	PHP-OSP	PHP-OHP