



INDICATIES

Immobilisatie voor rotator cuff reconstructies/repairs	Glenohumerale dislocatie/ subluxatie
Bankart reconstructies	Weke delen reconstructive / verrekkingen
Kapsel verschuivingen	Schouder instabiliteit/verwondingen

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Voorgevormd en met zeemleer bekleed nekgedeelte volgt de contouren van de anatomie van de patient voor extra comfort

Snel ontgrendelbare sluitingen maken het aan- en uittrekken eenvoudiger

Herpositioneerbare duimlus voor een betere pasvorm en draagcomfort

SoftEdge™ banden: eenvoudig in te korten zonder stiknaad welke kunnen rafelen

3-in-1 sling ontwerp is veelzijdig en vereenvoudigd het inventaris beheer

Slechts 2 maten/onderdelen nodig op voorraad, aangezien het product voor zowel de linker als de rechter arm gebruikt kan worden

Het meegeleverde onderarmkussen helpt de belasting te verdelen over een groter oppervlak en verlaagt de druk op de nervus ulnaris

Gemaasd basismateriaal is huidvriendelijk en ademend

Thermisch gevormde delen geven meer ondersteuning dan textiel en maken een oncomfortabele zoom overbodig

Eenvoudig, gestroomlijnde pasvorm, eigentijds en sportief uiterlijk om de acceptatie en het comfort te verbeteren

VEREISTE MATEN

Metten vanaf olecranon tot einde vuist

Bestelinformatie

SmartSling

Maat	Metten vanaf olecranon tot einde vuist	Artikelnummer
Regular	29 - 40cm	SSR
Large	40 - 44.5cm	SSL

Accessoires

Omschrijving	Artikelnummer
External rotation kit	SSE