

Trainer®



INDICATIES

Lichte tot gemiddelde ligamentaire insufficiëntie en acute
Behandeling van 1ste of 2de graads MCL ruptuur verstuiking
Aanbevolen bij laag tot gemiddelde impact

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Zeer duurzaam, gegoten TriaX® schalen combineren sterkte en flexibiliteit
Dynamic Force Strap (DFS) maakt mediale versterking overbodig
ROM scharnier van getemperd koolstofstaal met flexie- en extensiestops
Adjustable Tibial Strap (ATS) voor een betere pasvorm en voorkomt afzakken
Dynamic Force Strap (DFS) komt op spanning bij extensie om valgus krachten tegen te gaan en axiale rotatiekrachten te minimaliseren
Ademende Cooflex® kous is ideaal voor watersport
Ook verkrijgbaar met een patellofemorale steun

VEREISTE MATEN

Omvang 15cm boven mid-patella

Bestelinformatie

Trainer

Maat	Omvang	Links	Rechts
X-Small	34.3- 39.4cm	B-237600001	B-237500001
Small	39.4- 44.5cm	B-237600002	B-237500002
Medium	44.5- 52.1cm	B-237600003	B-237500003
Large	52.1- 59.7cm	B-237600004	B-237500004
X-Large	59.7- 67.3cm	B-237600005	B-237500005