

Iceross® Sleeve

Inleiding

De nieuwe Iceross Sleeve genereert langer aanhoudende zuiging, meer zekerheid en minder weerstand bij de knie.

Össur heeft met de ontwikkeling van Iceross Sleeve de Wave-technologie naar een hoger niveau getild. Door de Wave-technologie kan de sleeve eenvoudiger buigen bij de knie en zich dus beter aan de bewegingen van de drager aanpassen. Hoe minder weerstand de sleeve biedt, hoe minder energie er nodig is om de knie te buigen. In feite rekt de sleeve aan de voorkant uit en vouwt gecontroleerd weg achter de knie, waardoor de vaten minder bekneld raken en de bloedsomloop in het gebied positief beïnvloed wordt.

Het profiel van de sleeve is dikker rond de rand van de koker, waardoor specifieke delen minder onderhevig zijn aan slijtage.



Bestelnummer Informatie

Bestelnr#	Maat	Lengte	Meting
F-201135	35	35cm	35-49cm
F-201149	49	35cm	49-62cm
F-201162	62	35cm	62-76cm

Maatname 15 cm boven mid-patella.

Opmerking: Correcte uitlijning is belangrijk. Plaats het voorgebogen kniedeel boven de rand van de koker en de verticale verstevigingsstroken langs de zijkanten in de M/L-richting. Laat de sleeve ongeveer 5cm uitsteken boven de proximale rand van de stompsok om een luchtdichte afdichting te garanderen.