

# Miami Lumbar™ - Onderdeel van een uitzonderlijk immobilisatiesysteem

- Effectieve en meer comfortabele immobilisatie
- Modulair systeem voor ondersteuning op maat en beperking van de voorraad
- Anatomisch correct, licht en ademend ontwerp

EFFECTIEF • UNIEK • GEBRUIKSVRIENDELIJK



Naar het lichaam gevormd ontwerp voor uitzonderlijke immobilisatie



Handgrepen voor eenvoudige aanpassing van compressiesysteem




Modulair systeem met rigide panelen voor afbouwen van de behandeling



Aerospacer voering en luchtdoorlatende panelen voor maximale ventilatie

## Voorraadbepending

Universele brace die voor elke patiënt kan worden ingekort tot de juiste maat. Artsen hebben voldoende aan een kleinere voorraad om de brace te kunnen aanleggen bij een grotere groep patiënten.



## Bestelinformatie

### Miami Lumbar brace

Maat	Artikelnummer
Universele rugbrace regular (size X-Small - XX-Large)	LMB-06
Universele rugbrace X-Large (size X-Small - 6X-Large)	LMB-10

### Achterpaneel

Maat	Zonder zijpanelen	Met zijpanelen
Small	LMB-NS	LMB-LS
Medium	LMB-NM	LMB-LM
Large	LMB-NL	LMB-LL
X-Large	LMB-NX	LMB-LX

### Voorpaneel

Maat	Artikelnummer
Regular	LMB-ST
X-Large	LMB-PN

ADDRESS Össur Europe BV  
Ekkersrijt 4106-4114  
Postbus Box 120  
5690 AC Son en Breugel  
Nederland


TEL +31 (0) 499 462 840  
+ 800 3539 3668

FAX +31 (0) 499 462 841  
+ 800 3539 3299

E-MAIL info-europe@ossur.com  
WEB www.ossur.nl



Life Without Limitations®



Miami Lumbar™ - Onderdeel van een uitzonderlijk immobilisatiesysteem



Life Without Limitations®

De nieuwe Miami Lumbar is een gebruiksvriendelijke lumbale brace voor post-operatieve immobilisatie, stabilisatie, pijnverlichting en bescherming van beschadigde gewrichtsbanden of spieren. Een brace uit dezelfde lijn als de Miami J halskraag.

Door het uitstekend anatomische ontwerp dat de contouren van de rug perfect volgt, biedt de brace betere immobilisatie en meer patiëntcomfort. Omdat het systeem modulair is, kan de behandeling voor elke fase van het behandelingstraject worden afgebouwd. Miami Lumbar maakt deel uit van een uitzonderlijk immobilisatiesysteem voor ondersteuning van de gehele rug en nek.

## Indicaties voor Miami Lumbar

### Miami Lumbar rugbrace


- Spinale stenose
- Hernia van een tussenwervelschijf
- Degeneratieve wervelkolomaandoeningen

### Miami Lumbar rugbrace met aanvullende rigide panelen

In aanvulling op de indicaties voor de Miami Lumbar rugbrace:

- Post-operatieve immobilisatie
- Stabiele fracturen van de wervelkolom zonder verplaatsing
- Spondylolisthese
- Spondylolyse

Miami Lumbar mag niet worden toegepast bij instabiele fracturen met verplaatsing.




## Effectief

**UITZONDERLIJKE IMMOBILISATIE** – Anatomisch gevormde rigide panelen helpen de druk op de doornuitsteeksels te verlichten en bieden lichte druk op de spieren rondom de wervelkolom, waardoor het herstel van de patiënt wordt bevorderd.

**PIJNVERLICHTING** – Dit moeiteloze compressiesysteem creëert intra-abdominale druk om de wervelkolom te ontlasten, het lumbale gebied te stabiliseren en pijn effectief te verlichten.

Onderzoeken naar de drukverdeling tonen aan dat de wervelkolom wordt ontlast (zie kleurloze vlak in de twee rechtse afbeeldingen hieronder) en de brace de rest van het lumbale gebied comfortabel en gelijkmatig omsluit (zie groene vlakken in de twee rechtse afbeeldingen hieronder). Er waren geen drukpieken (mogelijk oncomfortabele gebieden) te zien bij patiënten die Miami Lumbar droegen.



## Uniek

**ONDERSTEUNING OP MAAT** – Dit modulaire systeem, dat bestaat uit een rugbrace met diverse rigide panelen, maakt het mogelijk om de ondersteuning in de loop van de behandeling af te bouwen. De brace is universeel en kan worden ingekort om voor iedereen een optimale pasvorm te verkrijgen. Het is dus niet nodig om meerdere maten op voorraad te hebben.

**HANDGREPEN COMPRESSIESYSTEEM** – De twee handgrepen van het compressiesysteem zijn eenvoudig te gebruiken, waardoor de patiënt de pasvorm makkelijk en snel kan aanpassen.

## Gebruiksvriendelijk

**COMFORTABEL** – Anatomisch ontwerp volgt de contouren van de rug. Onderzoeken naar de drukverdeling hebben aangetoond dat de brace de wervelkolom optimaal ontlast en de rest van het lumbale gebied comfortabel en gelijkmatig omsluit.

**ADEMEND** – Licht en duurzaam met aerspacer voering en luchtdoorlatende panelen voor maximale ventilatie en therapietrouw.


Uitzonderlijke immobilisatie – Voor post-operatief gebruik en ter bescherming van gewrichtsbanden en spieren



Therapietrouw – Gebruiksvriendelijk, anatomisch gevormd en luchtdoorlatend



Ondersteuning op maat – Maakt afbouwen van de behandeling tijdens het herstel mogelijk



Pijnverlichting – Ondersteunt het behandeltraject

